



Zabieg przeciwzmarszczkowy z kwasem hialuronowym

Przeznaczony dla każdej skóry po 25. roku życia, która wymaga regeneracji. Zabieg wyraźnie wygładza i sptyca zmarszczki, ponadto intensywnie nawilża poprzez uzupełnienie niedoborów wody w warstwie rogowej naskórka. Po jego przeprowadzeniu kondycja i gęstość skóry ulegają znacznej poprawie.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1 raz / tyg.

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

Schemat zabiegu

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż okolicy zabiegowej satynowym mleczkiem do demakijażu.
3. Następnie zrób delikatnie peeling enzymatyczny z papainą, aby lepiej oczyścić skórę.
4. Na oczyszczoną skórę nałóż serum z kwasem hialuronowym. Serum delikatnie wmasuj w skórę lub wprowadź za pomocą urządzenia do ultradźwięków. W tym przypadku nałóż kontakt-żel, czynność wykonuj przez około 10-15 minut.
5. Jeśli wprowadzasz preparat bez aparatury możesz wykonać relaksujący masaż twarzy za pomocą kremu do masażu kawiorowego.
6. Kolejno nałóż na twarz i szyję maskę algową z kwasem hialuronowym i pozostaw ją na 20 minut. Po tym czasie usuń ją i przetrzyj skórę tonikiem. Następnie nałóż przeciwzmarszczkową maseczkę do twarzy z kwasem hialuronowym, którą należy pozostawić do wchłonięcia, a ewentualny nadmiar usunąć.
7. Na koniec zabiegu zaaplikuj krem przeciwzmarszczkowy do twarzy. Delikatnie wmasuj w twarz, szyję i dekolte.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L](#) CN01604
2. [Mleczko do demakijażu satynowe 500 ml](#) CN00971
3. [Peeling do twarzy enzymatyczny z papainą 150 g](#) CN01492
4. [Tonik ultranawilżający 500 ml](#) CN01491
5. [Kontakt-żel do zabiegów z ultradźwiękami 500 g](#) CN01733
6. [Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton](#) CN00809
7. [Serum z kwasem hialuronowym 30 ml](#) CN01027
8. [Maska z kwasem hialuronowym 175 ml](#) CN01057
9. [Maska algowa z kwasem hialuronowym 19 g](#) CN01019
10. [Krem z kwasem hialuronowym 100 ml](#) CN01131
11. [Krem do masażu twarzy kawiorowy 175 ml](#) CN01071
12. [BASIC Ultradźwięki – Ultrasound](#) CN00524



Produkty do pielęgnacji domowej

1. [Krem z kwasem hialuronowym 100 ml](#) CN01131