



Zabieg oczyszczający na twarz

Głęboko oczyszczający, przeciwtrądzikowy zabieg przeznaczony do skóry tłustej i mieszanej. Zabieg oczyszcza pory oraz normalizuje wydzielanie sebum. Po wykonaniu zabiegu zmiany trądzikowe są złagodzone, a skóra pozostaje świeża na dłużej.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1-2 razy / msc.

Zalecany czas trwania zabiegu:
90 min.

Schemat zabiegu

1. Przeprowadź wywiad i wyklucz przeciwwskazania do zabiegu.
2. W pierwszej kolejności oczyść okolice zabiegu przy użyciu pianki do demakijażu.
3. Następnie tonizuj skórę tonikiem antybakteryjnym.
4. Użyj analizatora, aby dokładnie ocenić stan skóry.
5. Jeżeli jest taka potrzeba, wykonaj dodatkowo peeling kawitacyjny w celu oczyszczenia porów skóry.
6. Nałóż maskę rozpuszczającą i włącz wapozon. Ustaw w odpowiedniej odległości od twarzy i pozostaw na około 10 minut.
7. Zmyj maskę ciepłą wodą.
8. Zaskórniki oczyść manualnie.
9. Następnie przetrzyj skórę tonikiem.
10. Wykonaj zabieg Darsonwalizacji.
11. Po Darsonvalu nałóż maskę ściągającą na około 10 minut.
12. Zmyj maskę ciepłą wodą.
13. Nałóż koncentrat dla cery trądzikowej i wprowadź za pomocą ultradźwięków.
14. Kolejno nałóż maskę algową na około 20 minut.
15. Na koniec zdejmij maskę i wmasuj krem końcowy.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25 L](#) CN01604
2. [Mleczko do demakijażu antybakteryjne 500 ml](#) CN00317
3. [Tonik oczyszczający antybakteryjny 500 ml](#) CN00314
4. [MINI CLASSIC Analizator skóry](#) CN01984
5. [BASIC 2w1 Kawitacja+Ultradźwięki](#) CN00789
6. [Wapozon PLUS](#) CN00783
7. [Ściereczka do demakijażu 30 cm x 40 cm 100 szt. karton](#) CN00809
8. [Darsonval dermatologiczny – High Frequency Mini](#) CN03999
9. [Maska ściągająco-wygładzająca 200 ml](#) CN00348
10. [Koncentrat dla cery trądzikowej 30 ml](#) CN01378
11. [Maska algowa dla cery trądzikowej 200g](#) CN00331
12. [Krem matujący z wyciągiem z drożdży 100 ml](#) CN00401



Produkty do pielęgnacji domowej

1. [Krem normalizujący antytrądzikowy 50 ml](#) CN00648