



Zabieg odżywczo-odmładzający z kawiozem

Zabieg przeznaczony dla skóry dojrzałej, wymagającej ujędrnienia. Jego przeprowadzenie ma na celu poprawę napięcia i nawilżenia skóry. Zdecydowanie wygładza zmarszczki i uzupełnia niezbędne minerały.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
1 raz / tyg.

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

Schemat zabiegu

1. Przeprowadź wywiad z klientem/-ką i wyklucz ewentualne przeciwwskazania.
2. Wykonaj dokładny demakijaż okolicy zabiegowej ultranawilżającym mleczkiem do demakijażu.
3. Zrób delikatnie peeling do twarzy z perełkami jojoba, w celu lepszego oczyszczenia skóry.
4. Następnie wykonaj relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu za pomocą krem do masażu kawiorowego.
5. Po wykonanym masażu usuń nadmiar produktu ciepłą wodą.
6. Na oczyszczoną skórę nałóż serum do twarzy z kawiozem. Serum delikatnie wmasuj w skórę. Serum możesz wprowadzić za pomocą ultradźwięków, stosując przy tym kontakt-żel.
7. Kolejno nałóż na twarz i szyję maskę odżywczo-nawilżającą z kawiozem i pozostaw ją na 20 minut do wchłonięcia. Ewentualny nadmiar usuń.
8. Na koniec zabiegu zaaplikuj kawiorowy krem do twarzy. Delikatnie wmasuj w twarz, szyję i dekolt.

Preparaty i urządzenia

1. [Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L](#) CN01604
2. [Krem do demakijażu twarzy ultranawilżający 500 ml](#) CN01490
3. [Peeling do twarzy z perełkami Jojoba 175 ml](#) CN00977
4. [Ściereczka do demakijażu 30 x 40 cm 100 szt. karton](#) CN00809
5. [Serum z kawiozem 30 ml](#) CN01032
6. [Krem odmładzająco-ujędrniający z kawiozem 100 ml](#) CN01127
7. [Maska odżywczo-nawilżająca z kawiozem 175 ml](#) CN01051
8. [Krem do masażu twarzy kawiorowy 175 ml](#) CN01071
9. [Kontakt-żel do zabiegów z ultradźwiękami 500 g](#) CN01733
10. [MINI CLASSIC Ultradźwięki - Ultrasound 6w1](#) CN03005



Produkty do pielęgnacji domowej

1. [Krem odmładzająco-ujędrniający z kawiozem 100 ml](#) CN01127